

REINIGINGSMIDDEL VOOR GEAUTOMATISEERDE REPROCESSING VAN ENDOSCOPEN

SOLUSCOPE™ ECL ENZYMATIC CLEANER

REINIGINGSMIDDEL VOOR FLEXIBELE ENDOSCOPEN. MAG ALLEEN GEBRUIKT WORDEN MET DE SOLUSCOPE SERIE 5 EN SERIE XS

- Mono-enzymatisch reinigingsmiddel
- Bewezen werkzaamheid tegen biofilms en eiwitten
- Conform norm EN ISO 15883-4
- Compatibel met een grote verscheidenheid aan flexibele endoscopen
- Sleutelvergrendelingssysteem en canule geïntegreerd in de houder



SOLUSCOPE™ ECL ENZYMATIC CLEANER

Reinigingsmiddel voor flexibele endoscopen. Mag alleen gebruikt worden met de Soluscope Serie 5 en Serie XS



SOLUSCOPE SERIE 5



SOLUSCOPE SERIE XS

PRODUCTSAMENSTELLING

- Niet-ionische oppervlakteactieve stoffen
- Chelaten
- Protease
- Excipiënten

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Lichtgele tot oranje vloeistof
- Dichtheid bij 20°C: 1,1 g/mL
- pH-zuiver product bij 20°C: ongeveer 10,1*
- pH verdund op 0,5%: ongeveer 7,5*
- Geleidbaarheid bij 0,5%: 552 µS/cm

*pH-waarde gemeten onder werkomstandigheden altijd met behulp van een pH-meter met temperatuurcompensatie.

BESTELINFORMATIE

PRODUCT	VERPAKKINGSEENHEID	BESTELCODE
Soluscope™ ECL Enzymatic Cleaner	2 x 5 L	3139092

GEBRUIKSAANWIJZING

- Schroef de witte dop, die verbonden is aan uw Soluscope WD, op de houder (zie de WD-gebruiksaanwijzing)
- Houdbaarheid na opening: 2 maanden indien aangesloten op de reinigings- en desinfectiemachine (schrijf de datum van opening op het etiket op de plek die daarvoor bestemd is)
- Zorg ervoor dat de ventilatieopening niet geblokkeerd wordt
- Automatische verdunning

OPSLAG

Waarschuwing - neem de voorzorgsmaatregelen in acht (deze zijn opgesteld volgens de geldende Europese regels betreffende de indeling en etikettering van chemische producten).

MEDISCH HULPMIDDEL VEILIG GEBRUIKEN

Medisch hulpmiddel van klasse I. Lees het etiket en de productinformatie.



ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK.



SOLUSCOPE SAS
(An Ecolab Company)
100, rue du Fauge
Z.I Les Paluds - 13400
Aubagne - France



www.ecolab.com



www.soluscope.com