



## SYNERGETISCHE WATERSTOFFEROXIDEOPLOSSING DESINFECTEERT EN REINIGT IN ÉÉN STAP

### Incidin™ OxyFoam NG & Incidin™ OxyWipe NG

#### GEBRUIKSKLAAR REINIGINGS- EN DESINFECTIEMIDDEL

De geavanceerde formulering van Incidin™ OxyFoam NG en OxyWipe NG combineert de voordelen van de gepatenteerde\* waterstofperoxideoplossing met de synergetische werking van fenoxylethanol en biedt zo:

- een efficiënte formule zonder geur- en kleurstoffen
- reiniging en desinfectie in één stap, waarna het oppervlak zichtbaar schoon is
- een formulering op basis van biologisch afbreekbare bestanddelen

Dankzij hun eigenschappen zijn Incidin OxyFoam NG en OxyWipe NG geschikt voor gebruik op een breed scala aan oppervlakken in zorginstellingen en ideaal voor afdelingen intensieve zorg en andere zones met een hoog risico.

Zo kunnen de producten in de praktijk volledig conform uw protocollen worden gebruikt, met de nodige resultaten en een correcte werkwijze om via doeltreffende desinfectie de verspreiding van pathogenen te beperken.



\*Europees octrooi EP1987121

# Incidin™ OxyFoam NG

## GEBRUIKSKLAAR REINIGINGS- EN DESINFECTIEMIDDEL

### DOELTREFFEND

- breed werkingsspectrum en korte contacttijden in combinatie met de eigenschappen van een zacht reinigingsmiddel

### VEILIG

- brede materiaalcompatibiliteit, onder andere met oppervlakken die gevoelig zijn voor alcohol, zoals ABS en PMMA (plexiglas)

### HANDIG

- reinigt en desinfecteert in één stap

### KENMERKEN

- Dik schuim voor een betere hechting aan het oppervlak (750 ml)
- Kan worden gecombineerd met Incidin Dry Wipes System (5 l)

### MICROBIOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN VOOR APPLICATIE OP MEDISCHE HULPMIDDELEN EN ALS BIOCIDE

WERKZAAMHEID	CONTACTTIJD
Desinfectie van oppervlakken volgens VAH-methode 2015 (incl. EN 16615), vuile omstandigheden	
Bacteriedodend, gistdodend	1 min
EN 16615* (bacteriedodend, gistdodend)	1 min
EN 16615* (schimmeldodend)	5 min
EN 16615* (tuberculocide/mycobactericide)	15 min
EN 13727* (bacteriedodend)	1 min
EN 13624* (gistdodend)	2 min
EN 13624* (schimmeldodend)	15 min
EN 14348* (tuberculocide/mycobactericide)	30 min
EN 14476* (omhuld virus)	5 min
EN 14476** (beperkt spectrum virusactiviteit)	30 min
EN 14476** Adenovirus	30 min
EN 14476/** Norovirus (MNV)	30 min
EN 14476* Polyomavirus SV 40	5 min
EN 14476* Rotavirus	5 min
Effectief tegen omhulde virussen conform RKI-aanbeveling 10/2022***	30 sec

\* vuile omstandigheden \*\* schone omstandigheden \*\*\* DVV 2015-suspensietest

### GEBRUIK MEDISCHE HULPMIDDELEN EN BIOCIDEN VEILIG

Lees het etiket en de productinformatie.

## TOEPASSINGSGBIED



### Medische hulpmiddelen:

Gebruiksklaar oppervlaktedesinfectie- en -reinigingsmiddel voor niet-invasieve en niet-onderdorpelbare medische hulpmiddelen overeenkomstig Richtlijn 93/42/EEG.

### Biocide:

Gebruiksklare oplossing voor desinfectie en reiniging van oppervlakken als biocide: voor algemene oppervlakken.

## GEBRUIKSAANWIJZING

### Voor de 6 x 750ml-flessen:

Gebruiksklaar middel.

Maak het oppervlak grondig nat zodat het middel in contact komt met het hele oppervlak, veeg het schoon en laat het drogen. Of breng het product aan op een schoon doekje, veeg het oppervlak schoon en laat het drogen. Neem de aangegeven contacttijd en omstandigheden in acht om de vereiste antimicrobiële werking te bekomen. Niet gebruiken op oppervlakken die gevoelig zijn voor oxiderende middelen, zoals marmer, koper of messing.

### Medische hulpmiddelen:

Spoelen is niet nodig, tenzij de te behandelen zones bedoeld zijn om in contact te komen met de huid of slijmvlies.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de fabrikant om medische hulpmiddelen te reinigen en te desinfecteren.

### Voor de 2 x 5l-kannen:

Gebruiksklaar middel voor combinatie met het Incidin Dry Wipes System (gedetailleerde aanwijzingen voor het voorbereiden van de droge doekjes staan op de verpakking ervan).

Veeg het oppervlak grondig schoon zodat het middel met het hele oppervlak in contact komt en laat het drogen. Neem de aangegeven contacttijd en omstandigheden in acht om de vereiste antimicrobiële werking te bekomen. Niet gebruiken op oppervlakken die gevoelig zijn voor oxiderende middelen, zoals marmer, koper of messing.

### Medische hulpmiddelen:

Spoelen is niet nodig, tenzij de te behandelen zones bedoeld zijn om in contact te komen met de huid of slijmvlies.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de fabrikant om medische hulpmiddelen te reinigen en te desinfecteren.

## SAMENSTELLING

Waterstofperoxide (CAS 7722-84-1): 2,0 g/100 g;  
fenoxyethanol (CAS 122-99-6): 0,5 g/100g

## OPSLAG

Opslag: tussen +5 °C en +25 °C.

Houdbaarheid na eerste opening:  
tot de vervaldatum.



UITSLUITEND VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK.

# Incidin™ OxyWipe NG

## GEBRUIKSKLAAR REINIGINGS- EN DESINFECTIEDOEKJE

### DOELTREFFEND

- breed werkingsspectrum en korte contacttijden in combinatie met de eigenschappen van een zacht reinigingsmiddel

### VEILIG

- brede materiaalcompatibiliteit, onder andere met oppervlakken die gevoelig zijn voor alcohol, zoals ABS en PMMA (plexiglas)

### HANDIG

- reinigt en desinfecteert in één stap

### KENMERKEN

- Doekje van hoogwaardig polypropyleen (50 g/m<sup>2</sup>), met reliëf, voor efficiënte applicatie

## MICROBIOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN VOOR APPLICATIE OP MEDISCHE HULPMIDDELEN EN ALS BIOCIDE

WERKZAAMHEID	CONTACTTIJD
Desinfectie van oppervlakken volgens VAH-methode 2015 (incl. EN 16615), vuile omstandigheden	
Bacteriedodend, gistdodend	1 min
EN 16615* (bacteriedodend, gistdodend)	1 min
EN 16615* (schimmeldodend)	5 min
EN 16615* (tuberculocide/mycobactericide)	15 min
EN 13727* (bacteriedodend)	1 min
EN 13624* (gistdodend)	2 min
EN 13624* (schimmeldodend)	15 min
EN 14348* (tuberculocide/mycobactericide)	30 min
EN 14476* (omhuld virus)	5 min
EN 14476** (beperkt spectrum virusactiviteit)	30 min
EN 14476** Adenovirus	30 min
EN 14476/** Norovirus (MNV)	30 min
EN 14476* Polyomavirus SV 40	5 min
EN 14476* Rotavirus	5 min
Effectief tegen omhulde virussen conform RKI-aanbeveling 10/2022***	30 sec

\* vuile omstandigheden \*\* schone omstandigheden \*\*\* DVV 2015-suspensietest

## GEBRUIK MEDISCHE HULPMIDDELEN EN BIOCIDEN VEILIG

Lees het etiket en de productinformatie.

## TOEPASSINGSGEBIED



### Medische hulpmiddelen:

Gebruiksklaar oppervlaktedesinfectie- en -reinigingsdoekje voor niet-invasieve en niet-onderdompelbare medische hulpmiddelen overeenkomstig Richtlijn 93/42/EEG.

### Biocide:

Gebruiksklaar doekje voor desinfectie en reiniging van oppervlakken als biocide: voor algemene oppervlakken.

## GEBRUIKSAANWIJZING

Gebruiksklaar doekje.

Neem één doekje. Veeg het oppervlak grondig schoon zodat het middel met het hele oppervlak in contact komt en laat het drogen. Neem de aangegeven contacttijd en omstandigheden in acht om de vereiste antimicrobiële werking te bekomen. Sluit het deksel na gebruik. Niet gebruiken op oppervlakken die gevoelig zijn voor oxiderende middelen, zoals marmer, koper of messing.

### Medische hulpmiddelen:

Spoelen is niet nodig, tenzij de te behandelen zones bedoeld zijn om in contact te komen met de huid of slijmvlies.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de fabrikant om medische hulpmiddelen te reinigen en te desinfecteren.

## SAMENSTELLING

Impregneermiddel: 100 g bevat de volgende werkzame stoffen: Waterstofperoxide (CAS 7722-84-1): 2,0 g; fenoxylethanol (CAS 122-99-6): 0,5 g

## OPSLAG

Opslag: tussen +5 °C en +25 °C.

Houdbaarheid na eerste opening:  
3 maanden.



UITSLUITEND VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK.

# Incidin™ OxyFoam NG

## VERPAKKINGS- EN BESTELINFORMATIE

PRODUCT	VERPAKKINGSEENHEID	BESTELCODE
Incidin™ OxyFoam NG	6 x 750ml	3113950 (BE) 3113990 (NL)
Incidin™ OxyFoam NG	2 x 5L	3114050 (BE) 3114070 (NL)

# Incidin™ OxyWipe NG

## VERPAKKINGS- EN BESTELINFORMATIE

PRODUCT	VERPAKKINGSEENHEID	BESTELCODE
Incidin™ OxyWipe NG	6 x 100 doekjes (20 x 20 cm)	3114150
Incidin™ OxyWipe NG XL	6 x 50 doekjes (25 x 37 cm)	3114230
Wanddispenser voor Incidin™ OxyWipe NG (roestvrij staal)	6 x 1	100 338 77
Wandhouder voor flowpacks met doekjes (duurzaam polypropyleen)	12 x 1	100 576 86