

DETERGENTE PARA REPROCESSAMENTO AUTOMATIZADO DE ENDOSCÓPIOS

SOLUSCOPE™ ECL ENZYMATIC CLEANER

**DETERGENTE PARA ENDOSCÓPIOS FLEXÍVEIS.
A UTILIZAR EXCLUSIVAMENTE COM SOLUSCOPE
SÉRIE 5 E SÉRIE XS**

- Detergente monoenzimático
- Eficácia comprovada contra biofilme e proteínas
- Em conformidade com a norma EN ISO 15883-4
- Compatível com uma grande variedade de endoscópios flexíveis
- Sistema de bloqueio por chave e cânula integrados no recipiente



SOLUSCOPE™ ECL ENZYMATIC CLEANER

Detergente para endoscópios flexíveis. A utilizar exclusivamente com Soluscope Série 5 e Série XS



SOLUSCOPE SERIE 5



SOLUSCOPE SERIE XS

COMPOSIÇÃO DO PRODUTO

- Tensioativos não iónicos
- Quelatos
- Protéase
- Excipientes

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Líquido amarelo claro a âmbar
- Densidade a 20 °C: 1,1 g/mL
- pH do produto puro a 20 °C: aprox. 10,1*
- • pH diluído a 0,5 %: aprox. 7,5*
- Condutividade a 0,5 %: 552 µS/cm

*Medições do valor de pH em condições de funcionamento sempre através de um medidor de pH com compensação de temperatura.

INFORMAÇÃO SOBRE A ENCOMENDA

PRODUTO	EMBALAGEM	CÓDIGO DE ENCOMENDA
Soluscope™ ECL Enzymatic Cleaner	2 x 5 L	3139092

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Apertar a tampa branca anexada ao seu Soluscope WD no recipiente (consultar o manual do utilizador do WD)
- Prazo de validade após a abertura: 2 meses enquanto estiver ligado à máquina de lavagem e desinfeção (anotar a data de abertura na etiqueta, no espaço previsto para o efeito)
- Garantir que o orifício de ventilação não está obstruído
- Diluição automática

ARMAZENAMENTO

Atenção - Respeitar as precauções de utilização (elaboradas de acordo com as regras europeias em vigor relativamente à classificação e rotulagem de produtos químicos).

UTILIZAÇÃO SEGURA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS

Dispositivo médico de Classe I. Ler a etiqueta e a informação do produto.



APENAS PARA UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL.



SOLUSCOPE SAS
(An Ecolab Company)
100, rue du Fauge
Z.I Les Paluds - 13400
Aubagne - France

Distribuído por:
ECOLAB HISPANO-PORTUGUESA, S.L.
TagusPark, Av. Prof. Doutor Cavaco Silva
Edifício Qualidade, B1-1B
2740-122 Porto Salvo
Portugal



www.ecolab.com



www.soluscope.com