



VOOR EEN DOELTREFFENDE OPPERVLAKKENDESINFECTIE

Incidin™ OxyWipe

GEBRUIKSKLARE REINIGINGS- EN DESINFECTIE WIPE

De innovatieve formule van Incidin™ OxyWipe is op basis van een gepatenteerde* waterstofperoxide- oplossing met een breed werkingsspectrum.

Werkzaam tegen een breed scala van bacteriën en virussen. Laat geen actieve residuen achter.

Incidin™ OxyWipe biedt:

- Actief bestanddeel breekt af in water en zuurstof
- Uitstekende materiaalcompatibiliteit
- Incidin™ OxyWipe werkzaamheid is bevestigd voor de vloeistof die uit het doekje vrijkomt



*Europees Patent EP1987121

Incidin™ OxyWipe

GEBRUIKSKLARE REINIGINGS- EN DESINFECTIE WIPE

EFFECTIEF

- Breed werkingsspectrum
- Korte inwerktijden

VEILIG

- Actief bestanddeel breekt af in water en zuurstof
- Uitstekende materiaalcompatibiliteit

GEMAKKELIJK

- Reiniging & desinfectie in één stap
- Gebruiksklaar

MICROBIOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN

WERKZAAMHEID ONVERDUND	INWERKTIJD
Getest volgens RKI aanbeveling 01/2004*** (vuile condities)	
Polyoma SV40***	30 sec
EN normeringen Fase 2 Stap 1 (schone en vuile condities)	
EN 13727 (bacteriedodend)	1 min
EN 13624 (gistdodend)	15 min
EN 13624 (schimmeldodend)	15 min
EN 14348 (tuberculocide, mycobactericide)	30 min
Effectief tegen omhulde virussen volgens EN 14476	30 sec
EN 14476 (beperkt spectrum virucide)	60 min*
EN 14476 Adeno	1 min*
EN 14476 Noro	60 min*
EN 14476 Rota	30 sec**
EN Normeringen Fase 2 Stap 2 - 4-vlakken test	
EN 16615 (bacteriedodend)	5 min
EN 16615 (gistdodend)	1 min
EN 16615 (schimmeldodend)	5 min
EN 16615 (tuberculocide, mycobactericide)	60 min

* vuile condities ** schone condities *** DVV 2015 (suspensie test)

VERPAKKING EN BESTEL-INFORMATIE

PRODUCT	VERPAKKING	REFERENTIE
Incidin™ OxyWipe	6 x 100 wipes (20 x 20 cm)	3116140
Incidin™ OxyWipe XL	6 x 50 wipes (25 x 37 cm)	3116120
Muurdispenser voor Incidin™ OxyWipe flowpack (roestvrij staal)	6 x 1 st	100 338 77
Muurdispenser voor Incidin™ OxyWipe flowpack (kunststof)	12 x 1 st	100 576 86

TOEPASSING



MEDISCH HULPMIDDE

Incidin OxyWipe : Reiniging en desinfectiedoekjes voor medische oppervlakken en inventaris.

GEBRUIKSAANWIJZING

Neem één doekje. Bevochtig het oppervlak en zorg dat het oppervlak volledig bevochtigd wordt. Laten drogen en niet afspoelen. Sluit de verpakking na gebruik.

Niet geschikt voor einddesinfectie van invasieve medische hulpmiddelen.

Niet geschikt voor oppervlakken welke gevoelig zijn voor oxidatieve middelen zoals marmer, koper of messing.

SAMENSTELLING

100g bevat het volgende actieve ingrediënt:
1,0g Waterstofperoxide.

OPSLAG

Het product moet in de originele verpakking worden bewaard tussen 0°C en 25°C op een koele, droge plaats buiten direct zonlicht.

Houdbaarheid na eerste opening:
3 maanden.

VEILIG GEBRUIK MEDISCH HULPMIDDEL

Lees het etiket en de productinformatie.



ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK.

ECOLAB BV
Noordkustlaan 16C,
BE 1702 Groot Bijgaarden
België
T +32 2 467 51 50

ECOLAB BV
Oude Rhijnhofweg 17
2342 BB Oegstgeest
Nederland
T +31 30 60 82 419



ECOLAB DEUTSCHLAND GmbH
Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein
Germany

ECOLAB®
PROTECTING WHAT'S VITAL™