



SALVIETTE A BASE DI ALCOL PER LA RAPIDA DISINFEZIONE DELLE SUPERFICI

Incidin™ Alcohol Wipe

SALVIETTE PRONTE ALL'USO PER LA DISINFEZIONE EFFICACE DI DISPOSITIVI MEDICI

L'assenza di residui attivi unita all'efficacia ad ampio spettro e ai tempi di contatto brevi, rendono le salviette Incidin Alcohol Wipe ideali per l'uso nei contesti sanitari, conseguendo i risultati di disinfezione e i livelli di conformità obbligatori per limitare la diffusione dei patogeni in ambienti sanitari.

Le Incidin Alcohol Wipe offrono:

- Efficacia ad ampio spettro, inclusi Norovirus, unitamente a tempi di contatto brevi
- Indicazioni sull'efficacia confermate utilizzando il liquido estratto dalla salvietta (l'efficacia è assicurata per il liquido rilasciato dalla salvietta)
- Materiale di alta qualità a nido d'ape e imbevuto per un'applicazione efficace
- Eccellente compatibilità dei materiali sulle superfici resistenti all'alcol
- Privo di coloranti e fragranze



Incidin™ Alcohol Wipe

Salviette pronte all'uso per la disinfezione efficace dei dispositivi medici

BENEFICI DELLE SALVIETTE INCIDIN A BASE DI ALCOL

Efficacia ad ampio spettro, inclusi Norovirus con tempi di contatto brevi: ampia efficacia che ne consente l'utilizzo nella routine quotidiana e in caso di focolai, unita a tempi di contatto brevi, permettendo così una rapida disinfezione. L'efficacia sulle superfici è confermata per il liquido rilasciato dalla salvietta.

Facilità di utilizzo: comode salviette a base di alcol per la rapida disinfezione delle superfici, senza necessità di preparazione, disponibili in formati personalizzati.

Ampia compatibilità dei materiali: eccellente compatibilità dei materiali sulle superfici resistenti all'alcol rilevante per i contesti sanitari.

PROFILO DI EFFICACIA

INCIDIN ALCOHOL WIPE: EFFICACIA PRONTA ALL'USO	TEMPI DI CONTATTO
Disinfezione delle superfici in conformità con VAH 2015 (incluso test secondo lo standard EN 16615)	
con azione meccanica (battericida, lieviticida, tubercolicida) in condizioni di pulito e sporco	5 min
Norme EN (condizioni di pulito e sporco)	
EN 16615 (battericida, lieviticida)	1 min
EN 13727 (battericida)	1 min
EN 13624 (lieviticida)	1 min
EN 14348 + EN 16615 (metodo) (tubercolicida)	1 min
EN 14476 (virus con membrana)	30 sec
EN 14476 (virucida a spettro limitato)	5 min
EN 14476 Adeno / Noro	5 min
EN 14476 Polyoma SV 40	10 min
EN 14476 Rota	30 sec
Efficacia secondo le linee guida DVV / RKI	
Efficace contro i virus con membrana (inclusi HIV, HBV, HCV) in conformità con la raccomandazione RKI 01/2004*	30 sec
Virucida a spettro limitato plus*	10 min
Adeno*	10 min
Noro*	10 min
Rota*	30 sec

* DVV 2015 (prova in sospensione)

INFORMAZIONI PER L'ORDINE

PRODOTTO	CONFEZIONE	CODICE ORDINE
Incidin™ Alcohol Wipe	Flowpack: 6 x 100 salviette	3118090
Incidin™ Alcohol Wipe	Flowpack XL: 6 x 50 salviette	3118110

 **ECOLAB DEUTSCHLAND GmbH**
Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein
Germany

Distribuito da:
ECOLAB SRL
VIA TRENTO, 26
20871 VIMERCATE (MB) -
ITALIA

AREA DI APPLICAZIONE



Le Incidin™ Alcohol Wipe sono salviette a rapida azione e pronte all'uso per la disinfezione di dispositivi medici resistenti all'alcol in contesti sanitari.

ISTRUZIONI PER L'USO

Prendere una singola salvietta. Inumidire con attenzione la superficie, assicurando il contatto con l'intera superficie. Lasciare asciugare e non risciacquare.

L'utilizzo di una salvietta disinfettante non sostituisce la regolare pulizia.

PRINCIPIO ATTIVO

100 g di liquido contengono 35 g di 2-Propanolo e 25 g di 1-Propanolo.

CONSERVAZIONE

Il prodotto dovrebbe essere conservato in un luogo fresco e asciutto al di sotto dei 25°C e al riparo dalla luce del sole. Evitare le temperature estreme. La durata di conservazione dopo l'apertura è di 2 mesi.

UTILIZZARE I DISPOSITIVI MEDICI IN MODO SICURO. LEGGERE SEMPRE L'ETICHETTA E LE INFORMAZIONI SUL PRODOTTO PRIMA DELL'USO. UNICAMENTE PER USO PROFESSIONALE.

UNICAMENTE PER USO PROFESSIONALE.

ECOLAB®

www.ecolab.com